


TESTA LEDSAGNING GENOM LJUDSIGNALER!

Vi på Nordic Evolution har utvecklat ett ljudbaserat ledsagningsystem som gör det möjligt för personer med synnedsättning att röra sig mer fritt, utan traditionella ledsagare. Populära aktiviteter är t.ex. löpning, skidåkning, ridning och vandring. Den digitala guiden är även praktisk i din vardag, för att promenera till skolan, mataffären, gymmet m.m. Följ steg 1 till 3 nedan för att förstå hur det fungerar.

Kontakta oss för att få tillgång till ett ledsagningsystem.

Läs mer på vår hemsida!



1 Med vår mobil-app kan du enkelt skapa en GPS-baserad rutt, precis där du önskar.

2 Till ledsagningsystemet följer en GPS-enhet och hörlurar. GPS-enheten bärs antingen i ett anpassat pannband eller på en väska. Genom hörlurarna får du ledsagning via ljudsignaler.

3 Du följer det inspelade GPS-spåret med hjälp av ljudsignaler. Är du mitt på spåret så hörs tickande ljud i båda öronen. Hamnar du för långt ut till vänster så tickar det enbart i vänster öra med stegrande signal. Om du är för långt till höger så tickar det endast i höger öra.



079 079 39 46
olle@nordic-evolution.com
www.nordic-evolution.com


**NORDIC
EVOLUTION**

